

CONSULTÓRIO

Versa

hof

TECNOLOGIA DABI ATLANTE

DABI ATLANTE

- ELEVÇÃO LATERAL (SISTEMA COLUMN LIFT)
- MENOR BASE DA CADEIRA
- MAIOR PROXIMIDADE AO CAMPO OPERATÓRIO
- APOIO DE PERNAS DOBRÁVEL
- POSICIONAMENTO FRONTAL AO PACIENTE
- ESTOFAMENTO VISCOELÁSTICO
- ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO
- POSIÇÃO DE TRENDELENBURG
- PEDAL JOYSTICK



REFLETOR 5 LEDS*
ATÉ 45.000 LUX

*OPCIONAL

CADEIRA

- Sistema de massagem*
- Estofamento em couro*
- Posição de Trendelenburg.
- Sistema Column Lift.
- Estofamento viscoelástico.
- Encosto de cabeça biarticulado.
- Apoio de braço rebatível.
- Apoio de pernas dobrável.
- Protetor de pés.
- Kit Bandeja Auxiliar*

PEDAL

- Pedal Joystick.
- Pedal de comando com função chip blower, acionando cadeira, unidade auxiliar, peças de mão e refletor*.

UNIDADE DE ÁGUA

- Fácil acesso aos filtros de detritos.
- Acionamento elétrico da água da cuba e do porta copo com temporizador*.
- Sensor de Proximidade*.
- Porta Copo*.
- Braço alcance com PAD (até 5 terminais)*.
- Terminal Borden*
- Seringa Tríplice*
- Sugador Venturi* | Vac Plus* | BV*
- Sistema Flush*

REFLETOR (OPCIONAL)

- 3 Leds* | 5 Leds* | 3x2 Leds*
- Menor consumo de energia e maior durabilidade.
- Sensor de proximidade.
- Seleção da intensidade luminosa.
- Puxadores: Removíveis e autoclaváveis.
- Protetor Frontal: Removível.

CORES DABI

ESTOFAMENTOS QUE INSPIRAM
A SUA ROTINA DE TRABALHO.

VISCOELÁSTICO



VERDE
ESCURO



OURO



GRIS



LARANJA



PRATA



AZUL
MARINHO



ANGRA



CELESTE



DESERT
ROSE



NOZES

COURO*



TERRACOTA



NERO



MARINE



NOZES



CARRARA

*Opcional.

OPCIONAIS

Versa
hof

A SUA CADEIRA
MERECE EVOLUÇÃO

N: NÃO SE APLICA | O: OPCIONAL | S: SÉRIE

CONSULTÓRIO	VERSA HOF
Sistema Column Lift	S
Posição de Trendelenburg	S
Sistema de Massagem	O
Estofamento Laminado PVC	N
Estofamento Viscoelástico	S
Estofamento Couro	O
Encosto Cabeça Biarticulado	S
Encosto Cabeça Multiarticulado Pneumático	N
Braço Cadeira 1 Fixo + 1 Rebatível Lateral	N
Braço Cadeira 1 Fixo + 1 Rebatível e Pneumático	N
Braço Cadeira 1 Fixo + 1 Rebatível (Modelo V)	S
Apoio de Pernas Dobrável	S
Protetor dos Pés	S
Pedal Móvel com Função Chip Blower	O
Kit Bandeja Auxiliar**	O
Soft Comfort	O
Caixa de Ligação Avulsa	O
Ambidestro	N

UNIDADE DE ÁGUA	VERSA HOF
Kit Porta Copo com Sensor	O
Kit Porta Copo sem Sensor	N
Acionamento Elétrico Água da Bacia	O
Kit Alcance sem PAD	N
Kit Alcance com PAD	O
Terminal de Alta Rotação	O
Terminal de Baixa Rotação com Spray	O
Kit Seringa Tríplice	N
Kit Seringa Tríplice Injetada	O
Kit Sugador Venturi	O
Kit Sugador Vac Plus	O
Kit Sugador BV	O
Kit Flush	O

REFLETOR	VERSA HOF
Sirius Sensor 3 Leds	O
Sirius Sensor 5 Leds	O
Sirius Sensor 5 (3x2) Leds	O

OUTROS	VERSA HOF
Suporte para Monitor**	O

**Se adquirir o refletor.

SOLICITE
ORÇAMENTO



Fotos Ilustrativas. As cores podem ter sofrido alterações na reprodução gráfica. A Dabi Atlante reserva-se ao direito de realizar alterações no design e especificações técnicas dos produtos mediante autorização da ANVISA para prosseguir no aperfeiçoamento do mesmo. CONFIGURAÇÃO CADEIRA NEW VERSA: ANVISA 10069210062. UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS G3: ANVISA 10069210063. REFLETOR Sirius G8 Sensor 5 Leds; Sirius G8 Sensor 5 (3X2) Leds: ANVISA 10069210069. 51000000176: Versão - Nov/2021.



dabiatlante



dabiatlante_oficial



dabiatlante



dabiatlante_oficial

DABI ATLANTE