

RAIOS X PERIAPICAL

DABI ATLANTE

MAIS DO
QUE TER.
É SER.



COLUNA MÓVEL

- O Raios X periapical Spectro 70 X Coluna Móvel possui base em 04 rodízios com colunas super estáveis.

BRAÇO PANTOGRÁFICO

- O Raios X periapical Spectro 70 X Braço Pantográfico (parede) permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições.



- Com braços mais leves e fáceis de movimentar e um cabeçote com posicionamento mais preciso, mesmo nos movimentos mais difíceis.
- Preparado para garantir a segurança do paciente e do operador, com mecanismos que diminuem a quantidade de exposições ao paciente.
- Tubo (ampola), com ponto focal 0,7 x 0,7 mm, filtração equivalência de alumínio maior que 2,61mm e enrolamento totalmente imerso em óleo especial.
- Tensão nominal de 70kVp e corrente no tubo de 7,0 mA.

Imagens Ilustrativas.



DISPARADOR

- Disparador manual de 5 metros devidamente testado respeitando os requisitos da RDC N° 330, de 20 de dezembro de 2019 e IN N° 95, de 27 de maio de 2021 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

SOLICITE
ORÇAMENTO



Fotos Ilustrativas. A Dabi Atlante reserva-se ao direito de realizar alterações no design e especificações técnicas dos produtos mediante autorização da ANVISA para prosseguir no aperfeiçoamento do mesmo. Aparelho de Raios X Odontológico: Anvisa 10069210087. 51000000158: Versão - Fev/2022.



dabiatlante



dabiatlante_oficial



dabiatlante

DABI ATLANTE